



日本臨床歯科学会 (SJCD) 副理事長 本多正明先生考案

歯科用ダイヤモンドバー

M.Honda's Bur【撤去用】

対象補綴物：金属（チタン対応）・ジルコニア・ガラスセラミックなど



**キレアジ
耐久性
コストパフォーマンス**



品番：R-1
※歯冠の長い症例に



品番：R-1S
※歯冠の短い症例に

品 番	R-1	R-1S
I S O	198/019	198/017
先 端 径(mm)	1.3	1.3
元 径(mm)	1.9	1.7
ダイヤ長(mm)	9.0	6.5
角 度(°)	4.0	4.0
全 長(mm)	21.0	19.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30
医療 価 格 (円/本)	1,000	1,000

●推奨回転数（5倍速 FG コントラにて）

100,000～200,000回転 / 分

※ご使用の際は、添付文書を良くお読み下さい。

●M.Honda's Bur 撤去用

4本セット（各形態2本入り）	¥4,000
単品5本入り	¥5,000

販売名	一般的名称	届出番号
メリーダイヤ	歯科用ダイヤモンドバー	13B3X00256000001

発売元

株式会社日研ホールディングス

〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町 5-6-38

TEL：072-961-8810 FAX：072-961-8835

koubai@nikken-dl.jp



製造販売元

株式会社 日向和田精密製作所

〒198-0046 東京都青梅市日向和田 3-698

TEL：0428-24-3711

※商品のご購入に関するお問い合わせにつきましては、(株)日研ホールディングスまでお願い致します。